

Прибор мягкой теплоты



CGN-1000-3M

Инструкция по применению



Amethyst BioMAT





СОДЕРЖАНИЕ

- 01 Технические характеристики
- 02 Вступление
- 03 Описание изделия
- 04 Эксплуатация
- 05 Особенности
- 06 Эффекты
- 07 Внимание
- 08 Меры Предосторожности
- 09 Противопоказания
- 10 Обслуживание и хранение
- 11 Гарантия

Благодарим за использование **Amethyst BioMAT**. Внимательно читайте инструкцию по применению перед использованием. Внимание: компания оставляет за собой право по внесению изменений в инструкцию без уведомления потребителя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- НАИМЕНОВАНИЕ: Прибор мягкой теплоты
- МОДЕЛЬ: CGN-1000-3M
- НАПРЯЖЕНИЕ: 220В
- МОЩНОСТЬ: 200 Вт
- ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ: 30°C-75°C
- ГАБАРИТЫ: 1800X700X15мм
- ВЕС НЕТТО: 8 КГ



ВСТУПЛЕНИЕ

Спектр биологического воздействия.

Научно доказано, что в Природе спектр 4~16 микрон является необычайно важным для существования и роста человека и всех живых организмов, поэтому этот спектр называется «лучи жизни», «жизненной энергией» и т.д. Человеческое тело само по себе является источником излучения биологического спектра, испуская 5~25 микронов, таким образом, тело способно поглощать данный спектр излучения, при этом спектр 4~16 микронов наилучшим образом поглощается человеческим телом. Биогенетический слой испускает спектр 3,6~16 микронов, его частота резонирует с движущейся частотой молекул воды между клетками и атомами. Когда этот спектр воздействует на тело, начинается процесс поглощения, передачи и отражения, который ученые называют «био-резонанс». Поглощение подобной энергии приводит к ощущению жара, после чего активируются молекулы воды, усиливается синтез жизненно важных ферментов и активируются протеины, укрепляя иммунитет и усиливая регенерирующие свойства клеток, ускоряя микроциркуляцию крови, восполняя запасы ферментов и питательных веществ, а поскольку спектр позволяет многочисленным полезным микроэлементам быстрее проникать в тело, то совокупность всех вышеуказанных факторов способствует выздоровлению.

Длинноволновые инфракрасные лучи проникают до 13 см в тело человека. Эти лучи проникают не только в кожу и мышечную ткань, но и в более глубокие ткани такие как лимфатические железы, кровеносные сосуды, нервы и клетки внутренних органов.



Аметист. Успокаивающие и лечебные свойства кристаллов аметиста известны с древних времен.

Аметист используют для

снятия стресса, укрепления эндокринной и нервной систем, увеличения активности правого полушария мозга, нормализации действия эпифиза и гипофиза, очищения крови и подъема энергетики. Он регулирует кроветворение и улучшает кровообращение. Помогает при лечении умственных расстройств, гармонизирует все уровни сознания, способствует повышению интеллекта и многостороннему развитию личности.





4. Эргономичный дизайн позволяет использовать как лежа так и сидя на нем в кресле. Возможно использовать изделие накрывшись сверху.
5. Будьте осторожны при использовании изделия при 55°C - 75°C , возможны ожоги.
6. Используйте **BioMAT** в одежде из х/б ткани во избежание ожогов.
7. Используйте **BioMAT** 2 раза в день не менее 30-40 минут для лучшего эффекта.
8. При использовании **BioMATa** на низких температурах на нем можно спать всю ночь.
9. После использования, нажмите кнопку Вкл/Выкл и отключите **BioMAT** от эл.сети.

ОСОБЕННОСТИ

BioMAT создает успокаивающее и глубоко проникающее тепло (Биоэнергию для тела). **BioMAT** - уникальное изделие для профилактики заболеваний и улучшения здоровья. По данным исследований НАСА, ИК тепло с "**Аметист эффектом**" нормализует ряд важных физиологических функций, особенно функцию желез внутренней секреции. Эта особенность отличает **BioMAT** от любого другого инфракрасного устройства.

ЭФФЕКТЫ

1. **BioMAT улучшает кровообращение и работу сердечно-сосудистой системы.** Длинноволновые ИК волны повышают температуру тела, расширяя кровеносные сосуды. Увеличивается периферический кровоток, в результате чего кроме движения крови, обеспечивается обмен воды, электролитов, газов, необходимых питательных веществ и метаболитов по системе кровь-ткань-кровь.
2. **BioMAT улучшает функцию иммунной системы.** При заболеваниях, иммунная система вызывает естественное повышение температуры тела для борьбы. Повышая температуру тела с помощью **BioMATa** происходит активизация и укрепление иммунной системы в сочетании с детоксикацией вредных токсинов, после чего устойчивость организма к болезням значительно улучшается.
3. **BioMAT снимает боль.** Повышенная циркуляция крови уносит продукты обмена веществ и обеспечивает мышцы с низким содержанием кислорода богатой кислородом кровью, поэтому они быстрее восстанавливаются.
4. **BioMAT сжигает калории и борется с лишним весом.** По данным доклада Журнала Американской медицинской ассоциации, 30 минут на термо мате сжигает столько же калорий, сколько гребля или бег трусцой в течение 30 минут.
5. **BioMAT облегчает боли в суставах и улучшает их подвижность.** ИК терапия широко используется для лечения людей, страдающих от многих видов артрита и скелетно-мышечных расстройств. Кроме того, была доказана эффективность в лечении растяжений связок, спазмов невралгии, бурсита, тугоподвижности суставов и многих других скелетно-мышечных заболеваний. Жесткость, боль и болезненность, которые приходят с возрастом, уменьшаются или полностью уходят при использовании длинноволнового ИК тепла.



6. BioMAT снижает стресс и усталость. Приятным ИК теплом **BioMAT** помогает успокоить нервы и расслабить уставшие и скованные мышцы. Конечным результатом является снижение стресса и улучшение циркуляции энергии.

7. BioMAT улучшает состояние кожи. ИК тепло **BioMATa** проникает глубоко в кожу и помогает детоксикации кожи, восстановлению соединительной ткани и выработке коллагена. Кроме того, происходит быстрое удаление мертвых клеток кожи. Повышенная циркуляция крови снабжает кожу собственными питательными веществами, оказывая омолаживающий эффект кожи и придавая ей здоровый внешний вид.

8. BioMAT выводит токсины. ИК тепло помогает детоксикации организма в нескольких важных аспектах. Повышенная циркуляция крови стимулирует потовые железы, выводя токсины и шлаки. Ежедневная потливость может помочь в детоксикации организма и избавиться от накопления потенциально канцерогенных тяжелых металлов, алкоголя, никотина, натрия, серной кислоты, холестерина, и мочевой кислоты.

ВНИМАНИЕ

Это изделие не предназначено для использования взрослыми людьми (включая детей) с ограниченными физическими или умственными способностями. Изделие может использоваться только под наблюдением взрослых. Пожалуйста, немедленно прекратите использование изделия при обнаружении ниже перечисленных признаков, во избежание поломки или несчастного случая. Выключите питание, извлеките вилку из розетки и свяжитесь с сервисным центром для консультации и ремонта. Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать изделие.

1. Если изделие повреждено или внутрь изделия попала вода.
2. Если поврежден контроллер, сетевой шнур или эл.вилка.
3. Если присутствует запах гари или от массажера исходит дым.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Используйте **BioMAT** по назначению.
2. При появлении статического электричества, немедленно отключите **BioMAT** и проверьте, подключен ли заземляющий провод. Если **BioMAT** поврежден, звоните в сервисный центр.
3. Используйте Пульт управления, предназначенный только для этого изделия.
4. Не используйте **BioMAT** во влажном помещении. Не мойте **BioMAT**, используйте сухие салфетки для чистки. Держите вдали от легковоспламеняющихся предметов.
5. Подключайте **BioMAT** к электрической розетке только надлежащего эл.питания (220В).
6. Не оставляйте изделие без присмотра во включенном состоянии.
7. Лицам с повышенной чувствительностью к теплу или тонкой чувствительной кожей, а также лицам с сахарным диабетом следует соблюдать осторожность при пользовании изделием. Устанавливайте температуру чуть ниже обычной во избежание ожогов.
8. В случае погрешности в работе немедленно отключите **BioMAT**.
9. Не пользуйтесь изделием, если оно намокло.
10. Если вы почувствуете необычные ощущения во время использования, немедленно отключите **BioMAT** и прекратите использование.
11. Во время использования изделия дети должны находиться под присмотром взрослых, температура должна быть настроена на среднем или нижнем уровне.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- ⊗ Гипертермия.
- ⊗ Злокачественные опухоли;
- ⊗ Высокая температура;



ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

1. Используйте только сухую ткань при чистке изделия или силового кабеля.
2. Обязательно выньте вилку шнура питания из электрической розетки перед чисткой изделия.
3. Не используйте бензин, растворитель или любые другие абразивные растворители для чистки изделия. Пользуйтесь пылесборником для чистки и удостоверьтесь, что поверхность чистая и сухая.
4. Храните изделие в сухом и не пыльном помещении, аккуратно свернув кабель питания.
5. Не оставляйте изделие под воздействием прямых солнечных лучей или высокой температуры.
6. Не подключайте или отключайте изделие от розетки мокрыми руками, может привести к удару электрическим током или выходу изделия из строя.
7. Не кладите на изделие тяжелые предметы.

ГАРАНТИЯ

Компания предоставляет гарантию на продукцию в соответствии с законом по защите прав потребителя.

Если возникли какие-либо проблемы с продукцией, позвоните в демонстрационный центр, в котором вы приобрели данное оборудование или в ближайший сервисный центр

Наименование		ДИЛЕР (СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР)
Серийный номер модели		
Покупатель		
Адрес		
Телефон		
Дата покупки		ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД _____ с момента покупки

Гарантийный ремонт продукции осуществляется в течение **1 года**. Продолжительность гарантии может быть ограничена, если изделие использовалось в коммерческих целях.

Гарантия не распространяется в следующих случаях.

1. В случае нарушений правил и условий эксплуатации.
2. Если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта.
3. Механические повреждения.
4. Повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей и насекомых.
5. Повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами.

Производитель: ZHEJIANG MEDICINES & HEALTH PRODUCTS I/E CO., LTD., ZMC BUILDING, 101-2, N.ZHONGSHAN ROAD, HANGZHOU, 310003, CHINA

По заказу: ООО "Лотос", 119602, Москва, ул. Академика Анохина-38/1, www.lotus.ru